

Кроличья Поликлональная Антитело К Nck1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P16333

Артикул: CM0018253



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на NCK1 (NCKalpha) — адаптерный белок SH2/SH3. Подходит для WB и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Предназначена для исследования сигнальных путей рецепторов и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCK1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4690
ID гена	4690
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 58–377 человеческого NCK1 (NP_006144.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16333
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С ледяным пакетом