

Кроличья Поликлональная Антитела К Nscap1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y2A7

Артикул: CM0017213



введение

Кроличьи поликлональные антитела к NCKAP1 для Вестерн-блоттинга, ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Мишень является частью WAVE комплекса, регулирующего образование ламеллиподий и динамику актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к NCKAP1
Примечания/Альтернативные названия	HEM2; NAP1; NAP125; p125Nap1; NCKAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10787
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого NCKAP1 (NP_038464.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2A7
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом