

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ncoa3 Для Wb, Ip, Elisa — Q9Y6Q9

Артикул: CM0021205



введение

Кроличье поликлональное антитело против NCOA3 (pAb), полученное на кролике против человеческого NCOA3. Валидировано для WB, IP, ELISA; идеально подходит для изучения сигналинга ядерных рецепторов, ремоделирования хроматина и транскрипционной коактивации. — Q9Y6Q9

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCOA3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ACTR; AIB1; RAC3; SRC3; pCIP; AIB-1; CTG26; SRC-3; CAGN16; KAT13B; TNRC14; TNRC16; TRAM-1; bHLHe42; NCOA3
Вид	Человек
GeneID (человек)	8202
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NCOA3 (NP_858045.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6Q9
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом