


Поликлональное Антитело К Ncoa4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q13772

Артикул: CM0030442



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NCOA4, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Для исследований ферритинофагии, гомеостаза железа и коактивации транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCOA4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RFG, ELE1, PTC3, ARA70, NCOA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	8031
GeneID	8031
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого NCOA4 (NP_005428.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13772
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом