


Поликлональные Антитела Против Ncoa7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q8Ni08

Артикул: CM0013520



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против NCOA7, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. NCOA7 является коактиватором ядерных рецепторов и протектором от окислительного стресса, полезным в исследованиях рака и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCOA7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ESNA1; TLDC4; ERAP140; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; dJ187J11.3; NCOA7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	135112
GeneID	135112
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого NCOA7 (NP_861447.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8Ni08
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	Сумка со льдом