


Анти-Ncor1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb - 075376

Артикул: CM0027680



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное на ядерный корепрессор рецептора 1 (NCOR1), подходящее для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований транскрипционной репрессии и динамики хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCOR1 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	N-CoR, TRAC1, N-CoR1, hN-CoR, PPP1R109, NCOR1
Вид	Человек
ID гена	9611
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 1-200 человеческого NCOR1
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075376
Молекулярный вес белка	270 кДа
Доставка	Сумка со льдом