

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ncor2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Y618

Артикул: CM0026617



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NCOR2 (SMRT). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для изучения ремоделирования хроматина и репрессии транскрипции, опосредованной ядерными рецепторами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCOR2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMRT; TRAC; CTG26; SMRTE; TRAC1; N-CoR2; TNRC14; TRAC-1; SMAP270; SMRTE-tau; NCOR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9612
GeneID	9612
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 человеческого NCOR2 (NP_006303.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y618
Молекулярная масса белка	274 кДа
Доставка	В пакете со льдом