

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ncr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O76036

Артикул: CM0028754



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NCR1 (NKp46, CD335) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий NCR1; идеально подходит для исследований биологии естественных киллерных клеток и противоопухолевой иммунотерапии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против NCR1
Примечания/алиасы	LY94, CD335, NKp46, NK-p46, NCR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9437
ID гена	9437
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-254 человеческого NCR1 (NP_004820.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76036
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом