

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Ncr1 Для Wb, Elisa - O76036

Артикул: CM0018326



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому NCR1 (CD335, NKp46), валидированные для WB и ELISA. Распознают человеческий, мышиный и крысиный естественный цитотоксический триггерный рецептор 1; идеально подходят для исследований биологии NK-клеток и иммуно-онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LY94; CD335; NKp46; NK-p46; NCR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9437
GeneID	9437
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 151-303 человеческого NCR1 (NP_001138929.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O76036
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	С ледяным пакетом