


Кроличья Моноклональная Антитела Против Ncr3 Для Wb, If/Icc, Fc, Elisa — O14931

Артикул: CM0007195



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против NCR3, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), проточной цитометрии (FC, внутриклеточная) и ИФА (ELISA). Направлены на естественный цитотоксичность триггерный рецептор 3 (NKp30/CD337) на естественных киллерах человека, критически важный для уничтожения опухолевых клеток и созревания дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCR3 кроличья мкАТ
Примечания/алиасы	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; естественный цитотоксичность триггерный рецептор 3
Вид	Человек
ID гена (человек)	259197
ID гена	259197
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC (внутриклеточно), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14931
Молекулярная масса белка	16кДа/17кДа/18кДа/19кДа/20кДа/21кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом