

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ncs1 Для Wb, Elisa — P62166

Артикул: CM0031081



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому NCS1, валидированные для методов WB и ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований нейрональных кальциевых сенсоров, синаптической пластичности и анализа кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пАт к NCS1
Примечания/Синонимы	FLUP; FREQ; NCS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23413
GeneID	23413
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого NCS1 (NP_055101.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62166
Молекулярная масса	22 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом