

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ncs1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P62166

Артикул: CM0013382



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий NCS1 (Нейрональный кальциевый сенсор 1, гомолог фреквенина). Подходят для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Предсказанная молекулярная масса: 22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCS1 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	FLUP, FREQ, NCS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23413
GeneID	23413
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого NCS1 (NP_055101.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62166
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В пакете со льдом