

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ncstn Для Wb, If/Icc, Elisa — Q92542

Артикул: CM0015363



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий NCSTN (никстрин), субъединицу γ -секретазы. Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований болезни Альцгеймера и сигнального пути Notch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к NCSTN
Примечания/синоним	ATAG1874; NCSTN
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	23385
Идентификатор гена	23385
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 429-669 человеческого NCSTN (NP_056146.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92542
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом