


Кроличья Поликлональная Антитела Против Ncstn Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q92542

Артикул: CM0015485



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NCSTN (Никастрин, субъединица гамма-секретазы) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Определяет человеческий, мышинный, крысиный белок. Полезны для исследований болезни Альцгеймера и изучения сигналинга Notch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против NCSTN
Примечания/Альтернативные названия	ATAG1874; NCSTN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23385
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-578 человеческого NCSTN (NP_056146.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92542
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом