


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ndc1 Для Вб, Ифа - Q9Btx1

Артикул: CM0019712



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против NDC1, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Распознает NDC1 человека, мыши и крысы (~76 кДа) — нуклеопорин, критически важный для сборки ядерного порового комплекса. Идеально подходит для исследований в области IVD и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDC1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NET3; TMEM48; NDC1
Вид	Человек
GeneID	55706
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 340-530 человеческого NDC1 (NP_060557.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BTX1
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом