

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Ndel1 (Nudel) Для Вб, Ифа - Q9Gzm8

Артикул: CM0025464



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против NDEL1 (NUDEL), валидированное для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, с перекрестной реактивностью с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения организации микротрубочек, регуляции динеина и нейрональной миграции. Молекулярная масса 38 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NUDEL/NDEL1 Rabbit pAb                                                                                                                                                     |
| Примечания/Алиасы         | EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1                                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                                    |
| ID гена (человек)         | 81565                                                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 81565                                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-345 человеческого NUDEL/NUDEL/NDEL1 (NP_110435.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                                    |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                                              |
| SWISS                     | Q9GZM8                                                                                                                                                                     |
| Масса белка               | 38 кДа                                                                                                                                                                     |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                                                                              |