


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ndp52 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q13137

Артикул: CM0027700



введение

Кроличье поликлональное антитело против NDP52 для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, ИФА; реагирует с человеком, мышью, крысой; детектирует рецептор ксенофагии CALCOCO2; молекулярная масса ~52 кДа; для исследований аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NDP52
Примечания/Альтернативные названия	NDP52
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10241
ID гена	10241
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 белка NDP52 человека (NP_005822.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13137
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом