


## Моноклональное Кроличье Антитело К Ndrgr1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q92597

Артикул: CM0010294



### введение

Данное моноклональное кроличье антитело к NDRG1 валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ (парафин) и ELISA и перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области биологии опухолей и нейронауки.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье мАб к NDRG1                                                                                                                       |
| Примечания/синонимы       | GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; NDRG1                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 10397                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 10397                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 295-394 человеческого NDRG1 (Q92597). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q92597                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 43 кДа                                                                                                                                     |
| Условия транспортировки   | Хладагент                                                                                                                                  |