


Кроличья Поликлональная Антитела Против NdrG2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Un36

Артикул: CM0025837



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NDRG2, супрессора опухолей, участвующего в сигнальном пути Wnt. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с белками человека и мыши. Подходят для исследований в области онкологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDRG2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SYLD; NDRG2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57447
ID гена	57447
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 138-357 белка NDRG2 человека (NP_963832.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UN36
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом