


Кроличья Поликлональная Антитела Против NdrG3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ugv2

Артикул: CM0013436



введение

Кроличьи поликлональные антитела к NDRG3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на белок NDRG3 человека и мыши (41 кДа), повсеместно экспрессируемый белок с высокой экспрессией в мозге. Подходят для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к NDRG3
Примечания/Алиасы	NDRG3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57446
GeneID	57446
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 184-363 белка NDRG3 человека (NP_071922.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UGV2
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом