

Поликлональное Кроличье Антитело К NdrG4 Для Wb — Q9ULP0

Артикул: CM0020575

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий NDRG4, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения развития мозга, ишемического стресса и нейрональной передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NDRG4
Примечания/синонимы	BDM1; SMAP8; SMAP-8; NDRG4
Вид	Человек
GeneID (человек)	65009
GeneID	65009
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140–220 человеческого NDRG4 (NP_001229765.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9ULP0
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом