

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Ndst1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P52848

Артикул: CM0020347



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NDST1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектируют NDST1 человека и мыши, ключевой фермент в биосинтезе гепарансульфата. Идеальны для исследований в гликобиологии и изучения воспаления.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи pAb против NDST1                                                                                                          |
| Примечания / Алиасы       | HSST; NST1; MRT46; NDST1                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID                    | 3340                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-170 человеческого NDST1 (NP_001534.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                      |
| SWISS                     | P52848                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 101 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                  |