


Анти-Ndufa1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - O15239

Артикул: CM0027101



введение

Поликлональные антитела кролика NDUF1, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Нацелены на вспомогательную субъединицу митохондриального комплекса I, преимущественно экспрессируемую в сердце и скелетных мышцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4694
ID гена	4694
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого NDUFA1 (NP_004532.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15239
Молекулярный вес белка	8кДа
Доставка	Сумка со льдом