


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ndufa10 (Ci-42Kd)
Для Wb И Elisa — O95299

Артикул: CM0014236



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на NDUFA10 (CI-42kD) — вспомогательную субъединицу митохондриального комплекса I. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований дыхательной цепи и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NDUFA10
Примечания/синонимы	CI-42k; CI-42KD; MC1DN22; NDUFA10
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4705
Идентификатор гена	4705
Иммуноген	????????????? ????????????? ?????, ?????????? ??????????????????, ?????????????? ?????????????? 36-300 ????????????? NDUFA10 (NP_004535.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95299
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом