


Поликлональное Антитело Кролика Против Ndufa12 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Ui09

Артикул: CM0027558



введение

Поликлональное антитело кролика против NDUFA12 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, детектирующее NDUFA12 (17 кДа) человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриального Комплекса I и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NDUFA12
Примечания/Альтернативные названия	B17.2; DAP13; MC1DN23; NDUFA12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55967
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-145 белка NDUFA12 человека (NP_061326.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Ui09
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом