

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ndufa4L2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Nrx3

Артикул: CM0017208

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок NDUFA4L2 (COXFA4L2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований гипоксии и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против NDUFA4L2
Примечания/Альтернативные названия	NUOMS; MISTRN; COXFA4L2; NDUFA4L2
Вид	Человек
GeneID (человек)	56901
GeneID	56901
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-87 человеческого белка NDUFA4L2 (NP_064527.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-Р), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRX3
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике