


Поликлональные Антитела Против Ndufa5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16718

Артикул: CM0025868



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NDUFA5, вспомогательной субъединицы комплекса I дыхательной цепи. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Полезны для исследований митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFA5 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	B13, NUFM, UQOR13, CI-13kВ, CI-13KD-B, NDUFA5
Вид	Человек
ID гена	4698
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-116 человеческого NDUFA5 (NP_004991.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16718
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом