


Поликлональные Антитела Против Ndufa5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16718

Артикул: CM0015288



введение

Поликлональные антитела против NDUF5, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Обнаруживают субъединицу 13 кДа митохондриального Комплекса I, высоко экспрессируемую в сердце, мышцах и мозге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFA5 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	B13; NUFM; UQOR13; CI-13kB; CI-13KD-B; NDUFA5
Вид	Человек
GeneID	4698 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-116 человеческого NDUFA5 (NP_004991.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16718
Молекулярный вес белка	13 кДа
Доставка	Сумка со льдом