


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Ndufa6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P56556

Артикул: CM0028747



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NDUFA6, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований митохондриального комплекса I и дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFA6 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	B14; LYRM6; CI-B14; MC1DN33; NADHB14; NDUFA6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4700
GeneID	4700
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-154 человеческого NDUFA6 (NP_002481.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56556
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом