


Поликлональные Антитела Против Ndufa7 Для Wb, Elisa - O95182

Артикул: CM0024128



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NDUFA7, субъединицы митохондриального комплекса I. Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью. Идеальны для исследований окислительного фосфорилирования и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFA7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	B14.5a; Cl-B14.5a; NDUFA7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4701
GeneID	4701
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 человеческого NDUFA7 (NP_004992.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O95182
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом