


Поликлональное Антитело Anti-Ndufa8 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51970

Артикул: CM0016938



введение

Кроличье pAb к NDUF8 выявляет субъединицу митохондриального комплекса I массой 20 кДа. Валидировано для WB, IF/ICC, IP и ELISA; наблюдается перекрёстная реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований дыхательной цепи и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к NDUF8
Примечания/синонимы	PGIV; CI-19KD; CI-PGIV; MC1DN37; NDUF8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4702
Идентификатор гена	4702
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51970
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом