


## Поликлональные Антитела Против Ndufa9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16795

Артикул: CM0025639



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против NDUFA9 (CI-39kD), субъединицы митохондриального комплекса I. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Идеальны для исследований митохондрий и дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NDUFA9 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдонимы     | CC6; CI39k; COQ11; CI-39k; MC1DN26; NDUFS2L; SDR22E1; NDUFA9                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 4704                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 4704                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого NDUFA9 (NP_004993.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q16795                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 43kDa                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                       |