


Поликлональное Антитело Anti-Ndufab1 Для Wb, Elisa — O14561

Артикул: CM0017681



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NDUFAB1, валидированное для WB и ELISA. Выявляет эндогенный NDUFAB1 у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриального комплекса I и метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NDUFAB1
Примечания/алиасы	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4706
GeneID	4706
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50–156 человеческого NDUFAB1 (NP_004994.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14561
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом