


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ndufab1 Для Иф/Ицх И Ифа - O14561

Артикул: CM0020783



введение

Кроличыи поликлональные антитела к митохондриальному белку NDUFAB1, валидированные для методов ИФ/ИЦХ и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши. Идеально подходят для изучения комплекса I, метаболизма жирных кислот и биогенеза железо-серных кластеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к NDUFAB1
Примечания/Синонимы	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4706
GeneID	4706
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 50-150 белка NDUFAB1 человека (NP_004994.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O14561
Молекулярная масса	17 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (лед)