

Поликлональное Антитело K Ndufaf4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9P032

Артикул: CM0016810

введение

Кроличье поликлональное антитело к NDUFAF4, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сборки митохондриального комплекса I и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к NDUFAF4, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	My013; C6orf66; HRPAP20; HSPC125; MC1DN15; bA22L21.1; NDUFAF4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29078
ID гена	29078
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P032
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом