


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ndufb1 Для Wb, If/Icc, Elisa — O75438

Артикул: CM0019816



введение

NDUFB1 Rabbit pAb — поликлональное антитело, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с NDUFB1 человека и мыши — субъединицей митохондриального комплекса I. Идеально подходит для исследований митохондрий и дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFB1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MNLL; CI-MNLL; CI-SGDH; NDUFB1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4707
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого NDUFB1 (NP_004536.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75438
Молекулярная масса белка	7 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом