

Поликлональные Антитела К Anti-Ndufb11 Для Wb, Elisa - Q9Nx14

Артикул: CM0015432



введение

NDUFB11 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, специфичные к человеческому NDUFB11, субъединице митохондриального комплекса I, валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходят для исследований дыхательной цепи и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFB11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ESSS; Np15; P17.3; NP17.3; Cl-ESSS; MC1DN30; NDUFB11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54539
ID гена	54539
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-163 человеческого NDUFB11 (NP_061929.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NX14
Молекулярный вес белка	17 кДа
Доставка	Сумка со льдом