

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ndufb3 Для Wb, If/Icc, Elisa — O43676

Артикул: CM0012872



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на NDUF3 (комплекс I-B12, 11 кДа), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком мыши. Идеально подходит для изучения функции митохондриальной дыхательной цепи и связанных с ней заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUF3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	B12; CI-B12; MC1DN25; NDUF3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4709
Идентификатор гена	4709
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-98 человеческого NDUF3 (NP_002482.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	O43676
Молекулярная масса белка	11 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом