


Поликлональное Антитело Anti-Ndufb9 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Y6M9

Артикул: CM0022525



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NDUF9, вспомогательной субъединицы митохондриального комплекса I. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; проявляет перекрёстную реактивность с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb против NDUF9
Примечания/псевдонимы	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; MC1DN24; NDUF9
Вид	Человек
GeneID (человек)	4715
GeneID	4715
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-170 человеческого NDUF9 (NP_004996.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6M9
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом