


Поликлональные Антитела Против Ndufc2 Для Вестерн-Блотирования И Ифа - 095298

Артикул: CM0029564



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против NDUFC2 (субъединица комплекса I B14.5b), предназначенные для применения в Вестерн-блотировании и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к NDUFC2
Примечания/Альтернативные названия	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4718
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого NDUFC2 (NP_004540.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блотирование, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095298
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	С холодоэлементом