


Моноклональное Антитело Против Ndufs1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P28331

Артикул: CM0007465



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий NDUF51, подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает эндогенный NDUF51 в образцах человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований митохондриального комплекса I и дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против NDUF51
Примечания/синонимы	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUF51
Вид	Человек
GeneID (человек)	4719
GeneID	4719
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-290 человеческого NDUF51 (NP_004997.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28331
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Пакет со льдом