


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ndufs1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P28331

Артикул: CM0029683



введение

Кроличьи поликлональные антитела к NDUF51 валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Нацелены на человеческий белок NDUF51 (CI-75kD) — основной субъединичный компонент Комплекса I, необходимый для митохондриального транспорта электронов. Реагируют с гомологами мыши и крысы. Идеально подходят для исследований митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к NDUF51
Примечания/алиасы	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUF51
Вид	Человек
ID гена (человек)	4719
ID гена	4719
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 80-290 человеческого NDUF51 (NP_004997.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28331
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Хладоэлемент