


Поликлональное Антитело Кролика Против Ndufs1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - P28331

Артикул: CM0023940



введение

Поликлональное антитело кролика против NDUFS1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Нацелено на 75 кДа субъединицу NADH-убихинон оксидоредуктазы человека (Комплекс I- 75kD). Перекрестно реагирует с белками мыши, крысы. Идеально для исследований митохондриального комплекса I и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NDUFS1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	CI-75k, MC1DN5, CI-75Kd, PRO1304, NDUFS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4719
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-290 белка NDUFS1 человека (NP_004997.4)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT (UniProt)	P28331
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом