


Поликлональные Антитела Против Ndufs2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75306

Артикул: CM0014766



введение

Валидированные на КО кроличьи поликлональные антитела, специфичные к NDUF52. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Идеальны для исследований митохондриального комплекса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] NDUF52 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CI-49; MC1DN6; S2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4720
GeneID	4720
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 204-463 человеческого NDUF52 (NP_004541.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75306
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом