


Моноклональное Анти-Ndufs3 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Ифа - O75489

Артикул: CM0012257



введение

Кроличье моноклональное анти-NDUFS3 антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФА. Распознает человеческий и крысиный NDUFS3, основную субъединицу митохондриального комплекса I (~30 кДа). Идеально подходит для исследований митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFS3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4722
ID гена	4722
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 165-264 человеческого NDUFS3 (O75489).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O75489
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	Ледяной пакет