


Поликлональное Антитело Против Ndufs3 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O75489

Артикул: CM0026496



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка NDUF3, ключевой субъединицы митохондриального Комплекса I. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому и мышиному белкам. Идеально для изучения функции митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUF3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CI-30; MC1DN8; NDUF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4722
GeneID	4722
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-264 человеческого белка NDUF3 (NP_004542.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75489
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом