


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ndufs3 (Комплекс I-30 Кда) Для Wb, Ihc-P, Ифа — 075489

Артикул: CM0007610



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против NDUFS3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА. Распознает NDUFS3 человека, мыши и крысы (30 кДа). Идеально подходит для исследований митохондриального комплекса I и изучения дыхательной цепи — 075489.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАт против NDUFS3
Примечания/алиасы	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Вид	Человек
GeneID (человек)	4722
GeneID	4722
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 37–264 человеческого NDUFS3 (NP_004542.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075489
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С сумкой-холодильником