


Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Ndufs3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип, Ифа - O75489

Артикул: CM0027432



введение

Кроличья поликлональное антитело к NDUF53, валидированное для WB, IP, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Специфично к субъединице митохондриального комплекса I, идеально подходит для исследований дыхательной цепи и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUF53 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CI-30; MC1DN8; NDUF53
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4722
ID гена	4722
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-264 человеческого NDUF53 (NP_004542.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75489
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом