


Антитело Кролика Поликлональное Против Ndufs4 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - O43181

Артикул: CM0016194



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого NDUFS4, субъединицы митохондриального комплекса I. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований митохондриальных заболеваний и дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFS4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
Вид	Человек
GeneID (человек)	4724
GeneID	4724
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-175 человеческого NDUFS4 (NP_002486.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43181
Молекулярный вес белка	20kDa
Доставка	Сумка со льдом