


Поликлональные Антитела Кролика Против Ndufs5 Для Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Артикул: CM0024388



введение

Поликлональные антитела кролика к человеческому NDUF5 (CI-15кДа), вспомогательной субъединице комплекса I. Валидированы для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA); перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к NDUF5
Примечания/Альясы	CI15K; CI-15k; NDUF55
Вид	Человек
ID гена	4725 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-106 человеческого NDUF5 (NP_004543.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43920
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Хладоэлемент